



Espuma con jabón de un solo uso  
para una correcta limpieza e higiene de la piel

Las esponjas babybaño® están recomendadas para la higiene diaria.  
Elimina suavemente la suciedad con agradable efecto masaje.

Unidades paquete	Descripción	Contenido por caja	Unidades por caja	Tamaño de la esponja	Peso de la esponja
1	Espuma de poliuretano densidad 15 kg/m <sup>3</sup>	12 bolsones con 200 unidades	2.400 esponjas	13 x 7,5 cm ± 5% Grosor: 1 cm	1,6 – 2,0 g

#### INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE:

Medidas de la caja: 720 x 585 x 840 mm  
Peso de la caja: 8 kg ± 10%  
Palet con 5 cajas  
Dimensiones del palet: 120 x 80 x 245 cm

#### CÓDIGOS DE BARRAS:

GTIN 13: 8426696003521  
GTIN 14: 18426696003528

#### Almacenamiento y vida útil

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Caducidad: 36 meses. Una vez abierto utilizar antes de 12 meses

#### PROPIEDADES FÍSICAS

Las esponjas están hechas de poliuretano que constituye un soporte eficaz, suave y duradero.

#### GEL: DESCRIPCIÓN, COMPONENTES Y FUNCIÓN

El gel con el que se impregnan las esponjas está testado bajo control pediátrico para niños de 0 a 3 años con un pH 5,5 ± 0,3.



Especialmente recomendada para niños de 0 a 3 años

INGREDIENTS	FUNCIÓN
Aqua	Disolvente
Sodium Laureth Sulfate	Limpiador, emulsificante, espumante, tensioactivo
Cocamide DEA	Emulsificante, estabilizador e intensificador de espuma, tensioactivo, modificador reológico
Disodium Cocoamphodiacetate	Limpiador, intensificador de espuma, hidrótopo, acondicionador de pelo y piel, tensioactivo
Citric Acid	Tamponante, complejante, enmascarante
Parfum	Enmascarante
Lactic Acid, Propylene Glycol, Malic Acid, Rosmarinus Officinalis Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Amara Flower Extract	Conservante
Sodium Hydroxide	Tamponante

**CALIDAD MICROBIOLÓGICA**

Límite (Bacterias aerobias, mohos, levaduras) cm<sup>2</sup> de producto 0 UFC / cm<sup>2</sup>

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans Ausencia



## INFORMACIÓN

El producto cumple con los requisitos del Reglamento (CE) número 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre productos cosméticos.

No ha sido probado en animales.

La compatibilidad cutánea ha sido probada bajo control dermatológico y pediátrico.

La fabricación sigue los estándares internacionales de la norma UNE-EN ISO 22716:2007: Buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos.

La empresa está certificada en los siguientes estándares: UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE 166002:2014.

## PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evite el contacto con los ojos.
- Uso externo.

## MODO DE USO



1. El gel dermatológico se activa con una pequeña cantidad de agua.



2. Enjabona a tu bebé desde el cuello hacia abajo con un delicado masaje.



3. Aclarar cuidadosamente.



4. Desechar la esponja

## RECOMENDACIONES

El producto está especialmente indicado para su uso en bebés de 0 a 3 años.

