



España con jabón de un solo uso
para una correcta limpieza e higiene de la piel

Las esponjas babybaño® están recomendadas para la higiene diaria.
Elimina suavemente la suciedad con agradable efecto masaje.

Unidades paquete	Descripción	Contenido por caja	Unidades por caja	Tamaño de la esponja	Peso de la esponja
1	Espuma de poliuretano densidad 15 kg/m ³	50 estuches de 25 unidades	1.250 esponjas	13 x 7,5 cm ± 5% Grosor: 1 cm	1,6 – 2,0 g

INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE:

Medidas de la caja: 640 x 570 x 54 mm
Medidas del estuche: 260 x 145 x 86 mm
Peso de la caja: 7 kg ± 10%
Peso del estuche: 0,125 kg ± 10%
Palet con 12 cajas
Dimensiones del palet: 115 x 142 x 175 cm

CÓDIGOS DE BARRAS:

GTIN 13: 8426696003446
GTIN 14: 18426696003443

CÓDIGO NACIONAL:

189596.7

Almacenamiento y vida útil

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Caducidad: 36 meses. Una vez abierto utilizar antes de 12 meses

PROPIEDADES FÍSICAS

Las esponjas están hechas de poliuretano que constituye un soporte eficaz, suave y duradero.

GEL: DESCRIPCIÓN, COMPONENTES Y FUNCIÓN

El gel con el que se impregnan las esponjas está testado bajo control pediátrico para niños de 0 a 3 años con un pH 5,5 ± 0,3.



Especialmente indicada para uso sanitario y asistencial

INGREDIENTS	FUNCIÓN
Aqua	Disolvente
Sodium Laureth Sulfate	Limpiador, emulsificante, espumante, tensioactivo
Cocamide DEA	Emulsificante, estabilizador e intensificador de espuma, tensioactivo, modificador reológico
Disodium Cocoamphodiacetate	Limpiador, intensificador de espuma, hidrótopo, acondicionador de pelo y piel, tensioactivo
Citric Acid	Tamponante, complejante, enmascarante
Parfum	Enmascarante
Lactic Acid, Propylene Glycol, Malic Acid, Rosmarinus Officinalis Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus Aurantium Amara Flower Extract	Conservante
Sodium Hydroxide	Tamponante

CALIDAD MICROBIOLÓGICA

Límite (Bacterias aerobias, mohos, levaduras) cm² de producto 0 UFC / cm²

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans Ausencia



INFORMACIÓN

El producto cumple con los requisitos del Reglamento (CE) número 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre productos cosméticos.

La compatibilidad cutánea ha sido probada bajo control dermatológico y pediátrico.

La fabricación sigue los estándares internacionales de la norma UNE-EN ISO 22716:2007: Buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos.

La empresa está certificada en los siguientes estándares: UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE 166002:2014.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evite el contacto con los ojos.
- Uso externo.

MODO DE USO



El gel dermatológico se activa con una pequeña cantidad de agua.



Enjabona a tu bebé desde el cuello hacia abajo con un delicado masaje.



Aclarar cuidadosamente.



Desechar la esponja

RECOMENDACIONES

El producto está especialmente indicado para su uso en bebés de 0 a 3 años.

